

### Natriuretické peptidy 1, typ B, NT-proBNP Cyklus 2, 2024

#### Vzorky

Dva komerční tekuté přípravky S001 a S002 lidského původu, každý 3 ml. Obsahují konzervační látky a stabilizátory.


#### Vzorky jsou připraveny k přímému použití.

V kontrolních materiálech bylo licenčními činidly prokázáno, že vzorky jsou HBsAg, HCVAb a HIVAgAb negativní. Žádná známá testovací metoda nemůže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenášet tyto nebo jiné infekční onemocnění. S materiály pro kontrolu kvality, které pocházejí z lidské krve, se musí zacházet stejně opatrně jako se vzorky pacientů, tj. jako s potenciálními přenašeči závažných onemocnění.

#### Návod k použití

**Kontrolní vzorky analyzujte v den přijetí.** Kontrolní test by se měl provádět v souladu s návodem pro daný přístroj. Jestliže se režim vašeho přístroje pro měření vzorků krve a séra liší, ověřte si nejprve správné nastavení u dodavatele vašeho přístroje. **Pokud analýza není možná v den doručení vzorků, uskladněte** kontrolní vzorky v lednici při teplotách + 2 až + 8 ° C a analyzujte je **co nejdříve**. Před analýzou vyjměte kontrolní vzorky z lednice a nechte je vytemperovat na pokojovou teplotu.

Pak lahvičky **jemným** otáčením **promíchejte**. Držte nádobku se vzorkem mezi palcem a ukazováčkem a lahvičku 10 x obraťte dnem vzhůru a nazpět. **Netřepat!** Potom poklepejte ukazováčkem na víčko nádoby, aby tekutina, která se zachytila na uzávěru, stekla na dno. Otevřete nádobku a dále postupujte podle pracovního postupu výrobce vašeho přístroje.



Upozorňujeme, že kontrolní vzorky jsou pooly lidských sér. Některé přístroje vyžadují k měření kontrolních vzorků EHK nastavení měřicího režimu „Plasma/ Serum“. Pracovní postup pro měření kontrolních vzorku na Exdia TRF naleznete [ZDE](#) . Pro víc informací, prosím, kontaktujte OZ dodavatele vašeho přístroje.

**Kontrolní vzorky po analýze nevyhazujte, nechte je v lednici až do ukončení kontrolního cyklu!**

2024-04-15

#### Pokyny

Product no. 2690  
LQ738124021-022/US

S001



S002



Zkontrolujte zásilku, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, okamžitě informujte Labquality nebo vašeho distributora.

Lhůta pro zaslání výsledků:

**08. 05. 2024**

#### Dotazy

Labquality koordinátor  
Satu Eklund  
[satu.eklund@labquality.com](mailto:satu.eklund@labquality.com)

Labquality  
Kumpulantie 15  
FI-00520 HELSINKI  
Finland

Tel. + 358 9 8566 8200  
[info@labquality.fi](mailto:info@labquality.fi)  
[www.labquality.fi](http://www.labquality.fi)

*Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality, který vytvořil Ján Balla. Odpovědnost společnosti Labquality je omezená na původní anglický dopis s pokyny, které jsou vám odeslány notifikačním emailem spolu s ostatními pokyny. Za správnost překladu odpovídá autor.*

Jan Balla  
[jan.balla@manacon.sk](mailto:jan.balla@manacon.sk)