LABQUALITY

2026-11-16

**INSTRUKCE**

**Externí hodnocení kvality**

# *Streptococcus pyogenes* (skupina A), Detekce ve faryngeálním vzorku

## Cyklus 4, 2026

**Produkt č. 5595**
LQ761326041-043/CA

**Dotazy**
EHK Koordinátor
Marsa Järvenpää
marsa.jarvenpaa@labquality.com

Zásilku zkontrolujte ihned při jejím přijetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, informujte nás o tom emailem.

*Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS, který vytvořila Mária Otiepková. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autorka maria.otiepkova@manacon.cz*

---

**Lhůta pro zaslání výsledků 04.12.2026**

---

### Vzorky

Součástí zásilky jsou tři simulované výtěrové vzorky S001, S002 a S003.

S001




S002




S003




### Upozornění

Kontrolní vzorky kvality je nutné zpracovávat se stejnou opatrností jako vzorky pacientů, tedy jako potenciální zdroj závažných infekčních onemocnění. Podle výrobce vzorky neobsahují životaschopné mikroorganismy. Žádná známá testovací metoda však nemůže poskytnout úplnou jistotu, že nedojde k přenosu těchto nebo jiných infekčních onemocnění. Není určeno pro použití u pacientů.

### Vyšetření

- *Streptococcus pyogenes* (skupina A), průkaz antigenu (Strep A Ag)
- *Streptococcus pyogenes* (skupina A), průkaz nukleové kyseliny (Strep A NAT)

### Skladování a použití

Po obdržení vzorků je skladujte při teplotě +2 až +30 °C.
Před zahájením testování si přečtěte pokyny k manipulaci se vzorky. Vzorky se analyzují a vykazují stejně jako vzorky pacientů.

### Manipulace se vzorky

Před zahájením testování vždy pečlivě zkontrolujte označení vzorku na obalu a ujistěte se, že označení odpovídá vzorku, který zadáváte do výsledkového protokolu (S001, S002, S003).

1. Otevřete fóliový obal. Vyjměte tampón z obalu a nedotýkejte se jeho špičky.
2. Postupujte jako se vzorkem pacienta.

3. Malé bublinky v tekutině lze ignorovat. **Je důležité dodržet čas inkubace** (tj. doba, po kterou se vzorek nechává reagovat před přenesením na testovací kazetu nebo do kyvety).
4. Proveďte analýzu vzorku podle pokynů výrobce testu.
   **Upozornění pro uživatele přístroje QuikRead go: Tampón nevkládejte přímo do kyvety s pufrem. Vzorek zpracujte stejným způsobem jako vzorek pacienta.**

Stručný návod QuikRead go Strep A
https://www.manacon.cz/wp-content/uploads/QuikRead-go-Strep-A.pdf

Stručný návod Exdia TRF Plus
https://www.manacon.cz/wp-content/uploads/strep-A.pdf

**Odkaz na video návody**

https://www.manacon.cz/poct-v-ordinacich/ehk-testy/#strep-a

**Nahlášení výsledků**

Jedna sada vzorků (001, 002 a 003) je určena pro jeden přístroj. Již jednou eluovaný tampón znovu nepoužívejte. Všechny oznámené výsledky budou hodnoceny.

**Výsledkový protokol** přijímáme výhradně online. Klikněte na odkaz **https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/** a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci.