LABQUALITY

2026-11-16

INSTRUKCE

Externí hodnocení kvality

Okultní krvácení ve stolici – kvantitativní stanovení

Cyklus 4, 2026

Produkt č. 2747, 2749
LQ747726041-042/DE
Dotazy
EHK Koordinátor
Iida Silvo
iida.silvo@labquality.com

Zásilku zkontrolujte ihned při jejím přijetí, pokud je neúplná nebo obsahuje poškozené vzorky, informujte nás o tom emailem.

Toto je překlad instrukcí společnosti Labquality EQAS, který vytvořila Mária Otiepková. Odpovědnost společnosti Labquality EQAS je omezena na původní anglický dopis s pokyny, který vám můžeme zaslat na vyžádání. Za správnost překladu odpovídá autorka maria.otiepkova@manacon.cz

Lhůta pro zaslání výsledků 8.12.2026

Vzorky

Součástí zásilky jsou 2 připravené umělé vzorky stolice S001 a S002 v pufru, každý o objemu přibližně 2,0 ml, obsahující <0,1 % azidu sodného (Na-azid). Pro každý EHK vzorek je potřeba jedna odběrová zkumavka specifická pro daný test (není součástí balení).

S001



S002



Upozornění

Se vzorky pro kontrolu kvality získanými z lidské krve musí být manipulováno se stejnou péčí jako s pacientskými vzorky, tj. jako s potenciálními zdroji závažných infekčních onemocnění. Vzorky byly testovány schválenými reagenciemi a byly negativní na HBsAg, HCVAb a HIVAgAb. Žádná známá testovací metoda však nedokáže poskytnout úplnou jistotu, že vzorky nebudou přenášet tato nebo jiná infekční onemocnění.

Vyšetření

F-hHb (kvantitativně)

Skladování a použití

Analýzu je nutné provést ihned po doručení vzorků. Pokud to není možné, uchovávejte vzorky před použitím při teplotě +2 až +8 °C.

Manipulace se vzorky

1. Vzorky nechte vytemperovat na pokojovou teplotu – nechte je stát na laboratorním stole **1 hodinu**.
2. Vzorek promíchejte **intenzivním protřepáváním** lahvičky ze strany na stranu a rolováním mezi dlaněmi **alespoň 1 minutu**, dokud není zcela homogenní. Poklepáním lahvičky o stůl uvolněte materiál z víčka.
3. Zkontrolujte promíchání: pokud se na povrchu objeví voda, protřepávejte dalších 30 sekund. V případě potřeby můžete vzorek promíchat čistou špachtlí.
4. Vzorek odeberte odběrovou sondou/tyčinkou vašeho testu (není součástí balení). Tyčinkou několikrát otočte, aby byly vyplněny všechny drážky. Na tyčince, zejména na hrotu, nesmí zůstat

přebytečný materiál. Při vyjímání tyčinku jemně otřete o vnitřní stěnu lahvičky. Pokud přístroj hlásí chybu, opakujte analýzu s menším množstvím vzorku.

5. Dále postupujte podle pokynů výrobce testu stejně jako u pacientského vzorku.

Vzorek EHK se nesmí aplikovat přímo do analyzátoru. Zacházejte s ním jako s pacientským vzorkem stolice a odeberte jej do odběrové zkumavky specifické pro daný test.

Vzorky nevyhazujte až do ukončení cyklu EHK. Po otevření lahvičky lze vzorek analyzovat i opakovaně. Uchovávejte je v chladničce, dobře uzavřené, aby nedošlo k jejich vysychání.

Na analyzátoru zvolte jednotky **µg/g**.
Neposílejte výsledky v ng/ml! Pokud si nejste jisti jednotkami, kontaktujte s dotazem OZ dodavatele vašeho přístroje.

Výsledkový protokol přijímáme výhradně online. Klikněte na odkaz **https://www.manacon.cz/vysledkove-protokoly/** a dále pokračujte podle instrukcí, které jsou uvedeny v aplikaci.